


Hood and Trolley for Robotic Systems


- Panels and doors manufactured in clear plastic
- Aluminium frame
- Opening with rubber cover Ø 80 mm (right) for cables
- Front with 2 doors and one extra reach-through opening
- Suitable for all robotic systems which require a constant humidity (see below for measurements)
- Hood suitable for Single-channel Phoenix and all modular Gryphon robots from **Art Robbins Instruments**
- Inclusive:
 - Ultra-sonic humidifier
 - Humidity controller
 - Humidity sensor
- Optional:
 - Trolley: 4 locking castors, base plate and 2 shelves
- Slight design changes possible



| Cat. No. | Description |
|------------|---|
| 25-1000-01 | Hood for robotic systems to assure constant humidity (attention: max. 70 %), without trolley base, exterior dimensions (w x h x d): 900 x 900 x 900 mm |
| 25-1000-02 | Trolley , 4 locking castors, 2 shelves, base plate dimensions (w x h x d): 900 x 900 x 900 mm |

Einhausung und fahrbahres Untergestell für automatische Systeme

- Seitenteile und Tür aus klarem Kunststoff
- Rahmen aus stabilem Aluminium
- Öffnung mit Gummiabdeckung (Ø 80 mm, rechts) für Kabel
- Vorderseite mit 2 Türen versehen und einer Klappe zum Hineingreifen
- Geeignet für alle automatischen Systeme, die eine konstante Luftfeuchtigkeit benötigen (siehe unten für Maße)
- Einhausung passend für Einkanal-Phoenix und alle Gryphon Roboter von **Art Robbins Instruments**
- Enthalten:
 - Ultraschall Befeuchter
 - Feuchteregler
 - Feuchtesensor
- Optional:
Fahrbahres Untergestell:
4 Lenkrollen,
Basisplatte und 2 Regalböden
- Kleine Änderungen im Design möglich



| Kat. Nr. | Beschreibung |
|------------|--|
| 25-1000-01 | Abdeckhaube für automatische Systeme, um eine konstante Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten (Achtung: max. 70 %), ohne Untersatz, äußere Maße (L x B x H): 900 x 900 x 900 mm |
| 25-1000-02 | Fahrbarer Untersatz , 4 Lenkrollen, 2 Regalböden, Basisplatte (L x B x H): 900 x 900 x 900 mm |