

Erlenmeyer-, Fernbach- und Schüttelkolben aus Borosilikatglas

Produktinformation

Erlenmeyerkolben (graduirt)

Für allgemeine Laborarbeiten wie Mischen, Lagern und Wachstum von Kulturen

Enghals mit verstärktem Rand

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Stopfengröße | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 2504-00025 | 25 | 0 | 39 x 66 | 24 |
| 2504-00050 | 50 | 1 | 50 x 80 | 24 |
| 2504-00125 | 125 | 5 | 66 x 115 | 12 |
| 2504-00250 | 250 | 6 | 80 x 140 | 12 |
| 2504-00300 | 300 | 6 | 88 x 148 | 12 |
| 2504-00500 | 500 | 7 | 100 x 183 | 12 |
| 2504-01000 | 1000 | 9 | 128 x 223 | 6 |
| 2504-02000 | 2000 | 10 | 158 x 290 | 3 |
| 2504-03000 | 3000 | 10 | 184 x 305 | 3 |
| 2504-04000 | 4000 | 10 | 205 x 355 | 3 |
| 2504-06000 | 6000 | 10 | 237 x 395 | 3 |



Enghals

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Stopfengröße | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 2505-00100 | 100 | 5 | 64 x 105 | 12 |
| 2505-00300 | 300 | 6 | 87 x 156 | 12 |
| 2505-00500 | 500 | 7 | 105 x 180 | 6 |
| 2505-01000 | 1000 | 9 | 131 x 220 | 6 |



Enghals mit Schraubverschluss

- Deckel mit tiefer Randleiste schützt vor Kontaminationen
- Bakelit-Schraubdeckel mit Gummidichtung

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2514-00025 | 25 | 18-415 | 40 x 65 | 24 |
| 2514-00050 | 50 | 24-415 | 50 x 85 | 24 |
| 2514-00125 | 125 | 24-415 | 66 x 125 | 12 |
| 2514-00250 | 250 | 38-415 | 80 x 143 | 12 |
| 2514-00300 | 300 | 38-415 | 88 x 150 | 12 |
| 2514-00500 | 500 | 38-415 | 100 x 190 | 12 |
| 2514-01000 | 1000 | 38-415 | 128 x 220 | 6 |
| 2514-02000 | 2000 | 38-415 | 158 x 275 | 3 |
| 2514-03000 | 3000 | 38-415 | 184 x 320 | 3 |
| 2514-04000 | 4000 | 38-415 | 205 x 350 | 3 |
| 2514-06000 | 6000 | 38-415 | 235 x 390 | 3 |



Weithals mit GL 45-Schraubverschluss und Ausgussring

- Mit 45 mm Polypropylen-Schraubdeckel und Ausgussring

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2515-00250 | 250 | 45 | 80 x 117 | 12 |
| 2515-00500 | 500 | 45 | 100 x 156 | 12 |
| 2515-01000 | 1000 | 45 | 128 x 200 | 6 |
| 2515-02000 | 2000 | 45 | 158 x 260 | 3 |
| 2515-04000 | 4000 | 45 | 205 x 325 | 1 |
| 2515-06000 | 6000 | 45 | 235 x 370 | 1 |



Fernbachkolben

Für Kulturansätze, die eine große Oberfläche im Verhältnis zum Volumen benötigen

Verlängerter Kolbenhals DeLong® Stil, Ø 38 mm

- Ohne Schikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|---------------|----|
| 2550-01800 | 1800 | 200 x 175 | 3 |
| 2550-02800 | 2800 | 205 x 250 | 3 |



Weithals mit verstärktem Rand

- Mit drei Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) und Beschreibung | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|-------------------------------|---------------|----|
| 2551-01800 | 1800, 3 Seitenschikanen | 200 x 157 | 3 |
| 2551-02800 | 2800, 3 Seitenschikanen | 210 x 225 | 3 |



Verlängerter Kolbenhals DeLong® Stil, Ø 38 mm

- Mit drei Boden-, oder drei Boden- und drei Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) und Beschreibung | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|-------------------------------|---------------|----|
| 2554-01800 | 1800, 3 Bodenschikanen | 200 x 175 | 3 |
| 2554-02800 | 2800, 3 Bodenschikanen | 210 x 250 | 3 |
| 2554-02833 | 2800, 6 Schikanen | 200 x 250 | 3 |



Weithals mit GL 45 PP Schraubdeckel und Ausgussring

- 45 mm Polypropylen-Schraubdeckel
- Mit drei Boden-, oder drei Boden- und drei Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) und Beschreibung | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|-------------------------------|---------------|----|
| 2552-01800 | 1800, 3 Seitenschikanen | 200 x 157 | 1 |
| 2552-02800 | 2800, 3 Seitenschikanen | 210 x 225 | 1 |
| 2552-02833 | 2800, 6 Schikanen | 210 x 225 | 1 |



Weithals mit GL 45 PP Belüftungs-Schraubdeckel und Ausgussring

- 45 mm Polypropylen-Schraubdeckel mit 0,2 µm PTFE-Membran
- Mit drei Boden-, oder drei Boden- und drei Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) und Beschreibung | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--|---------------|----|
| 2552-18000 | 1800, ohne Schikanen | 200 x 157 | 1 |
| 2552-28000 | 2800, ohne Schikanen | 210 x 225 | 1 |
| 2552-01803 | 1800, 3 Bodenschikanen | 200 x 157 | 1 |
| 2552-02803 | 2800, 3 Bodenschikanen | 210 x 225 | 1 |
| 2552-62180 | 1800 ml, 6 Schikanen | 200 x 157 | 1 |
| 2552-62280 | 1800 ml, 6 Schikanen | 210 x 225 | 1 |
| 5637-00046 | GL 45, Polypropylen, 0,2 µm PTFE-Membrandeckel | | 5 |



Schüttelkolben

Für Vorfermentationen und bakteriologische Wachstumsstudien.

Zur Verwendung mit Edelstahlkappen, KAP-UTS™ oder Silikonschwamm - Verschlüssen.

Kolben und Verschlüsse sind autoklavierbar.

Verlängerter Kolbenhals DeLong® Stil, drei Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2540-00050 | 50 | 18 | 50 x 105 | 12 |
| 2540-00125 | 125 | 25 | 66 x 136 | 12 |
| 2540-00250 | 250 | 38 | 80 x 160 | 12 |
| 2540-00300 | 300 | 38 | 88 x 170 | 12 |
| 2540-00500 | 500 | 38 | 100 x 205 | 12 |
| 2540-01000 | 1000 | 38 | 128 x 235 | 6 |
| 2540-02000 | 2000 | 38 | 158 x 290 | 3 |



Verstärkter Rand, drei Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|---------------|----|
| 2541-00125 | 125 | 66 x 116 | 12 |
| 2541-00250 | 250 | 80 x 140 | 12 |
| 2541-01000 | 1000 | 128 x 220 | 6 |
| 2541-02000 | 2000 | 158 x 290 | 3 |



Verstärkter Rand, drei extra tiefe Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|---------------|----|
| 2542-00250 | 250 | 80 x 140 | 12 |
| 2542-00300 | 300 | 88 x 150 | 12 |
| 2542-00500 | 500 | 100 x 183 | 12 |
| 2542-01000 | 1000 | 128 x 220 | 6 |
| 2542-02000 | 2000 | 158 x 290 | 3 |



Verlängerter Kolbenhals DeLong® Stil, drei extra tiefe Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2543-00050 | 50 | 18 | 50 x 105 | 12 |
| 2543-00125 | 125 | 25 | 66 x 136 | 12 |
| 2543-00250 | 250 | 38 | 80 x 160 | 12 |
| 2543-00300 | 300 | 38 | 88 x 170 | 12 |
| 2543-00500 | 500 | 38 | 100 x 205 | 12 |
| 2543-01000 | 1000 | 38 | 128 x 235 | 6 |
| 2543-02000 | 2000 | 38 | 158 x 295 | 3 |
| 2543-03000 | 3000 | 38 | 184 x 340 | 3 |
| 2543-04000 | 4000 | 38 | 205 x 370 | 3 |



Verlängerter Kolbenhals DeLong® Stil, sechs Schikanen

- Mit drei Boden-, oder drei Boden- und drei Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2543-60250 | 250 | 38 | 80 x 160 | 12 |
| 2543-60500 | 500 | 38 | 100 x 205 | 12 |
| 2543-61000 | 1000 | 38 | 128 x 235 | 6 |
| 2543-62000 | 2000 | 38 | 158 x 295 | 3 |
| 2543-63000 | 3000 | 38 | 184 x 340 | 3 |
| 2543-64000 | 4000 | 38 | 205 x 370 | 3 |



Weithals mit GL 45 PP Belüftungs-Schraubdeckel und Ausgussring

- 45 mm Polypropylen-Schraubdeckel mit 0,2 µm PTFE-Membran (5637-00046)
- Mit drei Boden-, oder drei Boden- und drei Seitenschikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2545-00250 | 250 | 45 | 80 x 117 | 12 |
| 2545-00500 | 500 | 45 | 100 x 156 | 12 |
| 2545-01000 | 1000 | 45 | 128 x 200 | 6 |
| 2545-02000 | 2000 | 45 | 158 x 260 | 3 |



Verlängerter Kolbenhals DeLong® Stil, vier extra tiefe Bodenschikanen, mit Einschnürung

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2547-00250 | 250 | 38 | 81 x 160 | 12 |
| 2547-00500 | 500 | 38 | 100 x 203 | 12 |
| 2547-01000 | 1000 | 38 | 128 x 235 | 6 |



Verlängerter Kolbenhals DeLong® Stil mit Edelstahlkappen, ohne Schikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2510-00025 | 25 | 18 | 40 x 96 | 24 |
| 2510-00050 | 50 | 18 | 50 x 105 | 24 |
| 2510-00125 | 125 | 25 | 66 x 136 | 12 |
| 2510-00250 | 250 | 38 | 80 x 160 | 12 |
| 2510-00300 | 300 | 38 | 88 x 170 | 12 |
| 2510-00500 | 500 | 38 | 100 x 205 | 12 |
| 2510-01000 | 1000 | 38 | 128 x 235 | 6 |
| 2510-02000 | 2000 | 38 | 158 x 295 | 3 |
| 2510-03000 | 3000 | 38 | 184 x 340 | 3 |
| 2510-04000 | 4000 | 38 | 205 x 370 | 3 |
| 2510-06000 | 6000 | 38 | 235 x 410 | 3 |



Verlängerter Kolbenhals DeLong® Stil ohne Edelstahlkappen, ohne Schikanen

| Kat.-Nr. | Volumen (ml) | Verschluss (mm) | Ø x Höhe (mm) | VE |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----|
| 2511-00025 | 25 | 18 | 40 x 96 | 24 |
| 2511-00050 | 50 | 18 | 50 x 105 | 24 |
| 2511-00125 | 125 | 25 | 66 x 136 | 12 |
| 2511-00250 | 250 | 38 | 80 x 160 | 12 |
| 2511-00300 | 300 | 38 | 88 x 170 | 12 |
| 2511-00500 | 500 | 38 | 100 x 205 | 12 |
| 2511-01000 | 1000 | 38 | 128 x 235 | 6 |
| 2511-02000 | 2000 | 38 | 158 x 295 | 3 |
| 2511-04000 | 4000 | 38 | 205 x 370 | 3 |
| 2511-06000 | 6000 | 38 | 235 x 410 | 3 |



**Passende Verschlüsse wie
Edelstahlkappen, KAP-UTS™
und Silikon-/Schwammstopfen
auf Anfrage erhältlich**